



Alkohol Swab



Aksamed Alkohol Swab 2 Ply. Digunakan untuk desinfeksi area kulit.

Product Features :

- Dari bahan non-woven polypropylene yang lembut.
- Kandungan isopropyl alkohol 70% yang tidak cepat kering.
- Pembungkus aluminium foil untuk menjaga kelembaban.

Kemasan : 100 pcs / box

Distribusi Oleh :

AXION Healthindo
PT. Bio Axiom Healthindo

Komplek Golden Plaza Fatmawati Blok G No. 39-42,
Jl. RS. Fatmawati Raya No.15 8, RT.8/RW.6, Gandaria Selatan,
Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta 12420