



Aksamed Nasal Oxygen adalah alat yang dipergunakan untuk pemberian oksigen kepada pasien melalui saluran hidung.

Product Features :

- Dari bahan non-toxic, non-irritant PVC dan fleksibel.
- Panjang selang 200 cm, mempermudah saat mobilisasi pasien.
- Bagian nose tip lembut dan berbentuk melengkung sesuai dengan anatomi hidung.
- Dilengkapi dengan adjusting slider untuk pengaturan fiksasi selang melingkari kepala

Ukuran : XS (infant), S (pediatric), M (child), L (adult).

Kemasan : 100 pcs / karton

Distribusi Oleh :

AXION Healthindo
PT. Bio Axion Healthindo

Komplek Golden Plaza Fatmawati Blok G No. 39-42,
Jl. RS. Fatmawati Raya No.15 8, RT.8/RW.6, Gandaria Selatan,
Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta 12420