



Safety Box adalah wadah yang di rancang khusus sebagai tempat pembuangan bahan bahan infeksius yang dapat mencegah terjadinya kontaminasi.

Product Features :

- Terbuat dari material duplex + craft gelombang.
- Tebal karton box 250 gsm.
- Double proteksi dengan kantong plastik bewarna kuning yang tebal sehingga aman digunakan.
- Terdapat tali sebagai pegangan untuk memudahkan user dalam penggunaan.

Kemasan : 5 L & 12.5 L

Distribusi Oleh :

AXION Healthindo
PT. Bio Axion Healthindo

Komplek Golden Plaza Fatmawati Blok G No. 39-42,
Jl. RS. Fatmawati Raya No.15 8, RT.8/RW.6, Gandaria Selatan,
Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta 12420