

Nasogastric Tube



*e*catalogue 

Nasogastric tube (NGT) untuk pemberian nutrisi enteral dan aspirasi sekresi intestinal pada pasien bayi, anak-anak dan dewasa.

Product Features :

- Dari bahan medical grade PVC, non-toxic, non-iritan, berlapis silikon sehingga dapat mengurangi resiko iritasi jaringan.
- X-ray line berwarna biru dapat memperlihatkan posisi selang melalui pemeriksaan X-ray.
- Ujung distal membuka, dilengkapi dengan empat lubang lateral.

Kemasan : 20 pcs / box

Panjang & Ukurang Tubing		
Aximed Feeding Tube	Aximed Stomach Tube	Aximed Levin Tube
Panjang 40 cm - Infant Ukuran: 4, 5, 6, 8, 10	Panjang 85 cm - Dewasa Ukuran: 12,14,16,18,20,22	Panjang 125 cm - Dewasa Ukuran: 12,14,16,18
Panjang 100 cm - Pediatrik Ukuran: 4, 5, 6, 8, 10		

Distribusi Oleh :

AXION Healthindo
PT. Bio Axion Healthindo


Komplek Golden Plaza Fatmawati Blok G No. 39-42,
Jl. RS. Fatmawati Raya No.15 8, RT.8/RW.6, Gandaria Selatan,
Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta 12420

Cara Penggunaan NGT



1

Dimasukkan selang NGT ke dalam salah satu lubang hidung difiksasi dengan paper tape. Asupan atau nutrisi dimasukkan ke melalui mulut selang NGT.



2

Selang NGT di pastikan masuk ke dalam saluran esofagus yaitu saluran antara kerongkongan dengan lambung.

3

Selang NGT atau selang makan berakhir di lambung. Nutrisi yang masuk melalui mulut selang akan langsung di cerna di lambung.

Distribusi Oleh :

AXION Healthindo
PT. Bio Axion Healthindo

Komplek Golden Plaza Fatmawati Blok G No. 39-42,
Jl. RS. Fatmawati Raya No.15 8, RT.8/RW.6, Gandaria Selatan,
Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta 12420