


Ensure Your Sterilization Process

Aximed Pouch



- Segel yang kuat & multi-baris.
- Cocok untuk sterilisasi STEAM, EO, dan *Formaldehyde* dengan tiga indikator tercetak.
- Indikator dan teks dicetak di luar area kemasan.
- Memiliki dua tipe flat dan gusset
- Penghalang yang efektif terhadap kuman dan bakteri
- Permeabilitas udara yang sangat baik
- Sesuai dengan standar ISO 11607-1

Aplikasi Penggunaan :

- Banyak digunakan sebagai paket steril Rumah Sakit & Outpatient.
- Paket steril produk kecantikan.
- Bahan laboratorium paket steril

Cara Penggunaan :

- Letakkan Aximed Pouch pada mesin sealing
- Sesuaikan ukuran kertas dengan objek yang akan di sterilisasi
- Potong dan jepit pouch hingga tertutup rapat dengan mesin
- Masukkan objek yang akan di sterilisasi ke dalam pouch yang sudah di potong
- Jepit ujung pouch yang terbuka dan pastikan telah tertutup rapat dengan mesin

Size :

- Flat Pouch 200 m
50 mm ; 75 mm ; 100 mm ; 150 mm ; 200 mm
250 mm ; 300 mm ; 350 mm ; 400 mm
- Gusset Pouch 100 m
75 mm ; 100 mm ; 150 mm ; 200 mm
250 mm ; 300 mm ; 350 mm ; 400 mm

Distributed by :


AXIONHealthindo
One-Stop Solution for Medical Devices

Komplek Golden Plaza Fatmawati Blok G No. 39-42,
Jl. RS. Fatmawati Raya No.15 8, RT.8/RW.6, Gandaria
Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta 12420

Comfortable Gauze Dressing



KASA HM HUSADA



Product Features :

- Bahan 100% cotton, lembut, halus, tidak menyebabkan trauma jaringan
- Berbahan alami, tidak menggunakan pemutih
- Tidak menimbulkan sisa saat pembakaran, asap berwarna keabuan
- Daya serap cairan cepat
- Tidak berubah warna setelah disterilisasi
- Dapat custom bentuk, ukuran, dan potongan

Distributed by :

AXIONHealthindo
One-Stop Solution for Medical Devices

Komplek Golden Plaza Fatmawati Blok G No. 39-42,
Jl. RS. Fatmawati Raya No.15 8, RT.8/RW.6, Gandaria
Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta 12420